

LORD



JERINGUILLAS

Esterilizadas por e. o. gas, con validez de 5 años, libre de pirogenos, graduación en decimales, fabricada con polipropileno, punta de rosca, aguja de acero inoxidable de grado quirúrgico con código de color, internacionalmente aceptado, bisel multifacético de la aguja, permite inyectar con suavidad.

Presentación

Producto estéril desechable, empaque individual listo para su uso.

Cat. 10000	1cc 29G x 1/2"	Caja de 100 unidades
Cat. 10002	1cc 26G x 3/8"	Caja de 100 unidades
Cat. 10005	3cc 21G x 1 1/2"	Caja de 100 unidades
Cat. 10010	5cc 21G x 1 1/2"	Caja de 100 unidades
Cat. 10015	10cc 21G x 1 1/2"	Caja de 100 unidades
Cat. 10020	20cc sin aguja	Caja de 50 unidades
Cat. 10030	50cc sin aguja	Caja de 25 unidades

Fabricado por: Prosemed Corpotation

País de origen: China

