

LORD



TUBO DE LEVIN

Especial para la aspiración y alimentación gastrointestinal, con línea radio opaca a lo largo del tubo para visualización por rayos-X, con extremo distal en forma de cono con cuatro orificios laterales. Fabricado con PVC no tóxico, no irrita la mucosa sensible.

Presentación

Empacado estéril, listo para su uso. Caja de 50 unidades.

Cat. 14530	8FR	Cat. 14534	16FR
Cat. 14531	10FR	Cat. 14535	18FR
Cat. 14532	12FR	Cat. 14536	20FR
Cat. 14533	14FR		

Fabricado por: Prosemed Corporation
País de origen: India

